


Das epoc® NXS Blutgasanalyse-System ermöglicht die sofortige Analyse kritischer Parameter direkt am Point of Care.



Mir ist bekannt und ich willige ausdrücklich ein, dass die PneumoMed e.G. meine oben stehenden Daten verarbeitet, Art. 4 DSGVO, und zum Zwecke der Anbahnung eines Vertragsverhältnisses an das genannte Unternehmen weiterleitet. Ich erkläre mich außerdem damit einverstanden, dass die PneumoMed e.G. meine Daten zur Information per E-Mail oder für Newsletter bzw. sonstige fachbezogene Werbung nutzt, Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Meine Rechte als Betroffene/r sind mir bekannt. Weitere Hinweise zum Datenschutz und die Datenschutzerklärung der PneumoMed e.G. finde ich auf der Homepage unter [www.pneumomed-eg.de](http://www.pneumomed-eg.de).

**Bestellformular für das epoc NXS® Blutgasanalyse-System  
epoc® Testkarten und weiteres Verbrauchsmaterial**

| Analysesystem  | Bestell-Nr. | PneumoMed* Preis EUR | Bestellmenge |
|--|-------------|----------------------|--------------|
| epoc® human System Reader, IVDR  | 12064375    | 2.200,00 €           |              |
| epoc® human System, NXS Host   | 12053694    | 2.100,00 €           |              |
| Set epoc® NXS Blutgasanalyse-System bestehend aus Host und Reader  | 12085062    | 4.300,00 €           |              |
| Martel Unicode Printer zu epoc® human  | 12082438    | 600,00 €             |              |
| Testkarten   |             |                      |              |
| Epoc BGEM Test Card 25 Teste human pH, pCO <sub>2</sub> , pO <sub>2</sub> , TCO <sub>2</sub> , Na, K, Cl, Ca, Glu, Hct, Lac, Crea, BUN | 11004948    | 145,00 €             |              |
| Qualitätskontrollen  |             |                      |              |
| epoc® Eurotrol GAS-ISE Level 1 (with BUN) 10 Ampullen  | 11037677    | 55,00 €              |              |
| epoc® Eurotrol GAS-ISE Level 3 (with BUN) 10 Ampullen  | 11037678    | 55,00 €              |              |
| epoc® Eurotrol Hct Control Level A   | 11003889    | 55,00 €              |              |
| epoc® Eurotrol Hct Control Level B   | 11003890    | 55,00 €              |              |
| epoc Zubehör   |             |                      |              |
| epoc® Care-Fill Capillary Tubes 50 Stück   | 11002903    | 65,00 €              |              |
| Kanülen epoc® 50 Stück   | 12055212    | 128,18 €             |              |
| Thermal printing paper for epoc® Martel, 5 Rollen  | 10011503    | 18,95 €              |              |

\*Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

Vertragspartner ist die Axon Lab AG. Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Axon Lab AG, sowie die vereinbarten Konditionen mit der PneumoMed eG

**Vertriebspartner:**

Axon Lab GmbH; Heinrich-Otto-Straße 1; D-73262 Reichenbach/Stuttgart  
Tel: +49 7153 9226-0; Fax: +49 7153 9226-22; Mail: [bestellung@axonlab.de](mailto:bestellung@axonlab.de)  
Internet: [www.axonlab.com](http://www.axonlab.com)

**Kontakt Axon Lab GmbH:**

Sabrina Hohe  
[sabrina.hohe@axonlab.com](mailto:sabrina.hohe@axonlab.com)

- Ich plane die Anbindung des epoc® Systems an meine Praxissoftware  
 Ich bin Mitglied der PneumoMed eG

Titel, Vorname, Name \_\_\_\_\_

Praxisanschrift \_\_\_\_\_

(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) \_\_\_\_\_

Telefonnummer \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

- Ich möchte Rechnungen per Mail erhalten

Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_



Informationen für Nachbestellungen:  
Ihre Axon Lab Kundennummer:

Praxisstempel

# PneumoMed Journal

Von Pneumologen für Pneumologen



in Kooperation mit



connecting ideas

## Das epoc NXS Blutgasanalyse-System Blutgasanalysen genau dort wo sie benötigt werden - für die Gesundheit Ihrer Patienten

Das epoc NXS® Blutgasanalyse-System bietet eine Reihe von Verbesserungen gegenüber dem Vorgängersystem und erfüllt die neuesten technischen Standards, um Ihnen eine noch benutzerfreundlichere Erfahrung zu ermöglichen. Ein großes Display mit einer anwenderfreundlichen Benutzeroberfläche, die Abläufe in der Pneumologischen Praxis optimiert und vereinfacht. Mit dem Reader kombiniert präsentiert sich ein kleines, handliches und leistungsstarkes Blutgasanalyse-System. Das epoc® Blutgasanalyse-System hat sich in der täglichen Routine in der Pneumologischen Praxis durch seine geringe Größe und vielseitige Einsatzmöglichkeiten bewährt.

Im kontinuierlichen Bestreben, Ihnen stets den besten Service zu bieten, wird die Betreuung unserer Kunden sowie der First Line Support durch den kompetenten sowie kundennahen Außen- und Innendienst von unserem Partner Axon Lab AG übernommen. Axon Lab AG kümmert sich um die Bestellung Ihrer epoc Systeme sowie allen weiteren Verbrauchsmaterialien. Durch optimierte Prozessabläufe bei der Axon Lab AG können daneben teilweise bisher angefallene Bestellnebenkosten reduziert werden.



**Was bietet der NXS Host gegenüber dem bisherigen epoc Host?**

- Neue intuitive Benutzeroberfläche mit animierter Benutzerführung
- Schlankes und leichtes Design mit Android-Betriebssystem
- Einfacher Zugriff auf microSD-Karte
- Vereinfachte Software-Updates mittels Download verfügbar
- Sichere WIFI- und Bluetooth-Verbindung

## Die Vorteile des Blutgasanalysestystems in der Pneumologischen Praxis

### Einfach schnelle Analysen

#### Klein & Handlich

- Kann ohne Netzteil betrieben werden
- Nur 21,5 cm (L) x 8,5 cm (B) x 6,6 cm (H)
- Barcodeleser integriert im Host

#### Unit Use Reagenz

- Nur eine Qualitätskontrolle nach RiliBÄK pro Woche
- Keine Ringversuchspflicht

#### Probenentnahme

- Nur 92µl Probenvolumen
- Vollblut (arteriell, venös und kapillär)

#### Wartungsfrei

- Keine Wartungen vorgeschrieben

#### Intelligente Testkarten

- Alle benötigten Materialien für die Analyse auf jeder einzelnen Testkarte enthalten
- Automatische Kalibration mit Systemcheck vor jeder Analyse
- 14 gemessene Parameter
- 16 berechnete Parameter

#### Kostenreduktion

- Geringere Kosten im Vergleich zu kassettenbasierten Benchtop-Blutgas-Analysesystemen, da keine Kosten entstehen, wenn nicht gemessen wird

#### Schnell

- Komplette BGA in weniger als 1 Minute



#### Flexible Vernetzung & Datensicherheit

- Einbindung in Praxis-EDV-Systeme via Middleware / Schnittstellenkonverter
- Verschlüsselung von Patientendaten
- Verschlüsselte End-to-End- Datenübertragung

## Einfache Testdurchführung mit dem epoc NXS Blutgasanalysestystem in nur wenigen Schritten:



## Komplettes Testmenü: epoc BGEM Testkarten 25er Packung



## Das epoc® Blutgasanalysestystem mit dem NXS Host



Powered by Android – mit verbesserter Betriebsgeschwindigkeit und erweitertem Speicher: um wichtige Ergebnisse dort abzuliefern, wo sie benötigt werden.

Integrierter 1D/2D-Barcode-Scanner


Einfacher Zugriff auf microSD-Karte

Barcode-Scanner durch Taste am Host oder Bildschirm aktivieren



5 Zoll, lebendige HD-Auflösung, mit Handschuhen bedienbarer Touchscreen mit großer Tastatur

Schlankes und leichtes, kundenorientiertes Design




Intuitive Benutzeroberfläche\* mit animierter Benutzerführung, um Experten und neue Mitarbeiter zu unterstützen

\* Menü in deutscher Sprache verfügbar



Sichere WIFI- und Bluetooth-Verbindung

Farblich markierte Ergebnisse



Berichterstattung kritischer Ergebnisse

#### Impressum:

Herausgeber: PneumoMed eG Geschäftsstelle, c/o BdP-Pneumologische Handelsgesellschaft mbH, Unter den Linden 10, 10117 Berlin, Tel.: 030 700 140 445 / 444; E-Mail: info@pneumo-handel.de; Vorstand: Andrea Lenartowsky, Dr. Raik Schönebeck, Dr. Matthias Krüll Vorsitzender des Aufsichtsrates; Dr. med. Christian Franke; Kreissparkasse Heidenheim; IBAN DE63 6325 0030 0000 6311 70 • BIC SOLADES1HDH; Genossenschaftsregister Ulm: Gnr 66 00 64  
Bildnachweise: Siemens Healthcare GmbH